



3. Puntare il dispositivo verso un contenitore per oggetti appuntiti (ad esempio, una bottiglia di plastica vuota con un coperchio). Applicare al contenitore un'apposita etichetta e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
4. Spingere in avanti il tasto di espulsione della lancetta grigio fino a quando la lancetta non cade nel contenitore, poi rilasciare il tasto di espulsione.




5. Agganciare e bloccare il coprilancetta. Ruotare la banda bianca per bloccarlo.

3. Apunte el dispositivo hacia un contenedor para objetos cortantes (puede usar una botella de plástico vacía con un tapón). Etiquete debidamente el contenedor y manténgalo fuera del alcance de los niños.
4. Empuje el eyector de lanceta gris hacia delante hasta que la lanceta caiga en el contenedor; a continuación, deslice hacia atrás el eyector.



5. Acople y bloquee la cápsula de punción. Gire la banda blanca para bloquearla.

3. Aponte o dispositivo para um recipiente de objetos cortantes (por exemplo, uma garrafa de plástico vazia com uma tampa). Identifique o recipiente de forma adequada e mantenha-o fora do alcance das crianças.
4. Empurre para a frente o expulsor cinzento da lanceta até a lanceta cair no recipiente, depois faça o expulsor deslizar para trás.



5. Fixe e feche a tampa. Rode a faixa branca para fechar.


Prelievo della goccia di sangue – Palmo della mano

SITO ALTERNATIVO DI PRELIEVO (AST) - PALMO DELLA MANO

Utilizzare il coprilancetta **AST trasparente**.

- Inserire la lancetta come descritto in *Preparazione del dispositivo pungidito*.
- Agganciare e bloccare il coprilancetta **AST trasparente**. Ruotare la banda bianca finché non si sente o si avverte uno “scatto” e la tacca bianca non risulta allineata alla tacca nera, come mostrato.

Ruotare fino a bloccare il coprilancetta. Si avvertirà uno “scatto”.



ATTENZIONE: non utilizzare il coprilancetta **AST trasparente** sul polpastrello.

- Scegliere una zona da pungere in una parte carnosa del palmo della mano. Evitare vene, nei, ossa e tendini.




Obtener la gota de sangre - Palma de la mano

ANÁLISIS EN LUGARES ALTERNATIVOS (AST) – PALMA DE LA MANO

Utilice la cápsula de punción **transparente** para AST.

- Inserte la lanceta tal como se describe en *Preparar el dispositivo de punción*.
- Acople y bloquee la cápsula de punción **transparente** para el análisis en lugares alternativos (AST). Gire la banda blanca hasta que escuche o sienta un “clic” y las marcas blanca y negra elevadas estén alineadas, tal como se muestra. “Clic” para bloquear.



ATENCIÓN: No utilice la cápsula de punción **transparente** para AST en las yemas de los dedos.

- Seleccione un lugar de punción en una zona carnosa de la palma de la mano. Evite venas, lunares, huesos y tendones.




Obtenha a gota de sangue – Palma da mão

TESTE EM LOCAL ALTERNATIVO (AST) PALMA DA MÃO

Utilize a tampa **AST transparente**.

- Insira a lanceta conforme se descreve em *Preparar o dispositivo de punção*.
- Fixe e feche a tampa **AST transparente**. Rode a faixa branca até ouvir ou sentir um clique e as marcas branca e preta em relevo ficarem alinhadas, conforme se ilustra. “Clique” para fechar.



ATENÇÃO: Não utilize a tampa **AST transparente** na ponta dos dedos.

- Selecione um local de punção numa área com carne da palma da mão. Evite veias, verrugas, ossos e tendões.




- Tirare l’impugnatura per preparare il dispositivo pungidito. Il pulsante di rilascio si solleva quando il dispositivo pungidito è pronto.
- Premere con decisione il dispositivo pungidito contro la zona da pungere, poi premere il pulsante di rilascio FINCHÉ NON SI AVVERTE UNO SCATTO.




(Se il dispositivo non punge, reimpostarlo ripetendo il passaggio 4.)

- Non allontanare il dispositivo dal palmo della mano. Mantenere una pressione costante fino a quando non si forma una piccola goccia di sangue rotonda sotto il coprilancetta trasparente.




- Tire hacia atrás del extremo para la recarga para preparar el dispositivo de punción. El botón de expulsión está elevado cuando el dispositivo de punción está listo.
- Presione el dispositivo de punción firmemente contra el lugar de punción y, a continuación, pulse el botón de expulsión HASTA QUE EL DISPOSITIVO HAGA CLIC.




(Si no logra hacer una punción con el dispositivo, repita el paso 4 para recargarlo.)

- No retire el dispositivo de la palma de la mano. Mantenga una presión constante hasta que se forme una pequeña gota de sangre redonda debajo de la cápsula de punción transparente.




- Puxe para trás a patilha de reposição para preparar o dispositivo de punção. O botão de libertação é levantado quando o dispositivo de punção está pronto.
- Prima firmemente o dispositivo de punção contra o local de punção e depois prima o botão de libertação ATÉ O DISPOSITIVO FAZER UM CLIQUE.




(Se o dispositivo não realizar a punção, reponha repetindo o Passo 4).

- Não afaste o dispositivo da palma da mão. Mantenha uma pressão uniforme até se formar uma pequena gota de sangue redonda debaixo da tampa transparente.



7. Sollevare il dispositivo di prelievo e allontanarlo dalla pelle senza spargere la goccia di sangue.
8. Eseguire il test immediatamente.




Non usare per il test il campione di sangue prelevato dal palmo della mano in caso di:

- Sangue ormai diffuso
- Sangue eccessivamente liquido
- Sangue rappreso
- Fluidido trasparente misto a sangue

9. Asciugare la zona del prelievo con un fazzoletto di carta pulito e asciutto, mantenendolo premuto fino a quando il sangue non cessa di fuoriuscire.

Si veda: **Rimozione / smaltimento della lancetta**

7. Levante el dispositivo de punción recto hacia arriba para alejarlo de la piel sin esparcir la sangre.
8. Realice inmediatamente el análisis.



No analice la muestra de sangre de la palma si obtiene:

- Sangre esparcida
- Sangre muy líquida
- Sangre coagulada
- Líquido claro mezclado con la sangre

9. Limpie el lugar de la punción con un paño limpio y seco, y mantenga presionado el lugar de punción hasta que deje de sangrar.

Consulte: **Expulsar y eliminar la lanceta**

Pulizia

Pulire il dispositivo pungidito una volta alla settimana. Utilizzare un panno inumidito con alcol isopropilico al 70% (reperibile in farmacia). Se non si ha a disposizione alcol isopropilico al 70%, impiegare acqua saponata. Non utilizzare candeggina (ipoclorito di sodio).

- Materiali necessari per la pulizia:
- Un panno inumidito con alcol isopropilico al 70% (reperibile in farmacia).
 - Non utilizzare candeggina (ipoclorito di sodio).
- Tovaglioli di carta

1. **Pulire il dispositivo pungidito** con alcol isopropilico fino a rimuovere tutto lo sporco.

2. Asciugare, come necessario, con un tovagliolo di carta pulito.



Servizio Clienti

Garanzia (Svizzera): Il dispositivo pungidito è garantito secondo le leggi vigenti.

Garanzia (Italia): Il dispositivo pungidito è garantito per 5 anni.

Per assistenza tecnica, contattare il Servizio Clienti al numero 061 544 79 90 (Svizzera); numero verde 800-824055 (Italia)

Dispositivo pungidito

MICROLET®NEXT:

LANCING DEVICE = Dispositivo pungidito

AST = Per il prelievo da zone alternative al polpastrello

Lancette MICROLET®:

LANCETS = Lancette

= Non riutilizzare

STERILE R = Sterilizzato mediante radiazioni

Dispositivo pungidito MICROLET NEXT prodotto in Polonia.

Servicio de atención al cliente

Garantía: El dispositivo de punción está cubierto por una garantía de 5 años.

Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta sobre el análisis de glucosa en sangre, contacte con el Servicio de atención al cliente de Diabetes Care en el 900 100 117. Consulte el horario de atención al cliente en www.diabetes.ascensia.es

Dispositivo de punción MICROLET®NEXT:

LANCING DEVICE = Dispositivo de punción

AST = Análisis en lugares alternativos (AST)

Lancetas MICROLET®:

LANCETS = Lancetas

= No reutilizar

STERILE R = Esterilizado por irradiación

Dispositivo de punción MICROLET NEXT hecho en Polonia.

Apoio ao Cliente

Garantia: O seu dispositivo de punção tem uma garantia de 5 anos.

Se necessitar de ajuda ou em caso de dúvidas sobre o teste de glicemia, contacte o Apoio ao Cliente através do número 808 269 269 (Dias úteis, 9h às 17h).

Dispositivo de punção MICROLET®NEXT:

LANCING DEVICE = Dispositivo de punção

AST = Teste em Local Alternativo (AST)

Lancetas MICROLET®:

LANCETS = Lancetas

= Não reutilizar

STERILE R = Esterilizado por irradiação

Dispositivo de punção MICROLET NEXT fabricado na Polónia.



Ascensia, il logo Ascensia Diabetes Care, Contour, Glucofacts, Microlet, il logo No Coding e Second-Chance sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari e vengono utilizzati esclusivamente per scopi informativi. Non deve essere presunta o dedotta nessuna relazione commerciale o approvazione.

© 2025 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tutti i diritti riservati.

www.diabetes.ascensia.com

Distribuito in Italia da:
Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina 162
20156 Milano - Italia
Servizio Clienti 800-824055
www.diabetes.ascensia.it

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

ASCENSIA
Diabetes Care

Per informazioni sui brevetti e le relative licenze, visitare il sito:
www.patents.ascensia.com

90014025 Rev. 04/25

2797



Ascensia Diabetes Care Spain, S.L.
WTC Almeda Park Edificio 6
4ª planta, Plaça de la Pau, s/n
08940, Cornellà de Llobregat
Barcelona / España

Tel.: 900 100 117
atencioniabetes@ascensia.com

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

ASCENSIA
Diabetes Care

Para obtener información sobre las patentes y otras licencias relacionadas, consulte www.patents.ascensia.com

90014025 Rev. 04/25

2797



Ascensia Diabetes Care Portugal, Lda.
Av. D. João II, Edifício Atlantis, N.º 44C
Piso 3, Parque das Nações
1990-095 Lisboa
PORTUGAL
Tel: 808 269 269
(Dias úteis, 9h às 17h)
diabetescare.portugal@ascensia.com

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

ASCENSIA
Diabetes Care


Para obter informações sobre patentes e licenças relacionadas, consulte www.patents.ascensia.com

90014025 Rev. 04/25

2797



**Microlet®
next** Dispositivo pungidito




FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

- Tasto di espulsione per uno smaltimento sicuro della lancetta.
- Coprilancetta regolabile **nero/bianco** da utilizzare solo per test da polpastrello.
- Coprilancetta **AST trasparente** da utilizzare solo per prelievi da siti alternativi.
- Il dispositivo pungidito MICROLET®NEXT e le lancette MICROLET® servono a prelevare il sangue capillare da polpastrello o da palmo della mano per eseguire il test della glicemia.

Per prelievo da polpastrello e da palmo della mano

**Microlet®
next** Dispositivo de punción



FOLLETO DE INSTRUCCIONES

- Eyector de lanceta para la eliminación segura de las lancetas.
- Cápsula de punción **negra/blanca** graduable para análisis en la yema del dedo solamente.
- Cápsula de punción **transparente** para AST para análisis en lugares alternativos solamente.
- El dispositivo de punción MICROLET®NEXT y las lancetas MICROLET® se utilizan para extraer sangre capilar de la yema del dedo o de la palma de la mano para realizar análisis de glucosa en sangre.

Para análisis en la yema del dedo y en la palma de la mano

**Microlet®
next** Dispositivo de punção



FOLHETO INFORMATIVO

- Expulsor de lancetas para eliminação de lancetas em segurança.
- Tampa **preta/branca** ajustável apenas para teste da ponta do dedo.
- Tampa **AST transparente** para teste exclusivo em local alternativo.
- O dispositivo de punção MICROLET®NEXT e as lancetas MICROLET® são utilizados para a colheita de sangue capilar da ponta do dedo ou da palma da mão para teste de glicemia.

Para teste na ponta do dedo e na palma da mão

⚠️ AVVERTENZA


- Consultare il proprio medico o diabetologo per stabilire se il prelievo da siti alternativi (AST) è indicato per il proprio caso.
- Non calibrare il dispositivo per il monitoraggio continuo della glicemia sulla base del risultato ottenuto da un sito alternativo di prelievo (AST).
- Non calcolare una dose d'insulina sulla base del risultato ottenuto da un sito alternativo di prelievo (AST).

Non ricorrere a siti alternativi di prelievo (AST) nei seguenti casi:

- Se si pensa di avere la glicemia bassa (ipoglicemia).
- Quando i livelli di glicemia subiscono rapide variazioni (dopo un pasto, la somministrazione di insulina o l'attività fisica).
- Se non si è in grado di riconoscere i sintomi di glicemia bassa (insonapevolezza ipoglicemica).
- Se i risultati dei prelievi da siti alternativi indicano livelli glicemici che non rispecchiano le sensazioni sul proprio stato di salute.
- Durante malattie o periodi di stress.
- Se si prevede di doversi mettere alla guida o di azionare macchinari.

POTENZIALE RISCHIO BIOLOGICO

- Il dispositivo pungidito MICROLET®NEXT è destinato all'uso da parte di un singolo paziente. Non deve essere utilizzato su più persone a causa del pericolo di infezione.
- Non riutilizzare le lancette. Le lancette non sono più sterili dopo l'uso. Utilizzare una nuova lancetta ad ogni test.
- Smaltire sempre adeguatamente le strisce reattive e le lancette usate per evitare lesioni o contaminazioni di altre persone. Seguire le raccomandazioni del medico o dell'operatore sanitario.
- Lavare sempre le mani con acqua e sapone, quindi asciugarle bene prima e dopo l'esecuzione del test, l'uso dello strumento, del dispositivo pungidito o delle strisce reattive.




* Potrebbe non essere incluso in alcuni kit. Disponibile su richiesta contattando il Servizio Clienti.

Preparazione del dispositivo pungidito

Avvertenza: tenere lontano dalla portata dei bambini. Questo kit contiene componenti di piccole dimensioni che potrebbero accidentalmente essere inghiottiti e provocare soffocamento.


1. Lavare accuratamente le mani e la zona della puntura con acqua tiepida e sapone. Risciacquare e asciugare con cura.
2. Sbloccare il coprilancetta. Ruotare la banda bianca in modo da allineare la tacca bianca sporgente alla tacca nera rientrante, come mostrato.




Ruotare fino a sbloccare il coprilancetta. Si avvertirà uno "scatto".

3. Rimuovere il coprilancetta.


4. Allentare il cappuccio protettivo rotondo della lancetta ruotandolo di ¼ di giro, **ma senza rimuoverlo**.



5. Inserire saldamente la lancetta nel dispositivo pungidito. **Spingere** finché la lancetta non si blocca completamente.



6. Svitare con cura il cappuccio protettivo rotondo. Conservarlo per il successivo smaltimento della lancetta usata.



Prelievo della goccia di sangue - Test da polpastrello

PRELIEVO DA POLPASTRELLO
Usare il coprilancetta regolabile **nero/bianco**. Non usare il coprilancetta AST trasparente.

1. Agganciare il coprilancetta regolabile **nero/bianco**.
2. Bloccare il coprilancetta. Ruotare la banda bianca finché non si sente o si avverte uno "scatto" e la tacca bianca non risulta allineata alla tacca nera, come mostrato.



Ruotare fino a bloccare il coprilancetta. Si avvertirà uno "scatto".


3. Ruotare il selettore del coprilancetta per regolare la profondità della puntura. Anche la pressione esercitata sulla sede influisce sulla profondità della puntura.



4. Tirare indietro l'impugnatura per preparare il dispositivo pungidito. Il pulsante di rilascio si solleva quando il dispositivo pungidito è carico.



5. Premere con decisione il dispositivo pungidito contro la **zona da punger**e del dito e premere il pulsante di rilascio **FINCHÉ NON SI AVVERTE UNO SCATTO**.




"Scatto"

(Se il dispositivo non punge, reimpostarlo ripetendo il passaggio 4.)

6. Per favorire la formazione della goccia di sangue, massaggiare la mano e il dito verso la zona della puntura. Non esercitare alcuna pressione attorno alla zona della puntura.



7. Eseguire il test subito dopo la formazione di una piccola goccia di sangue rotonda, come mostrato.









8. Asciugare la zona di prelievo con un fazzoletto di carta pulito e asciutto, **mantenere la pressione** sulla zona fino a quando il sangue cessa di fuoriuscire.


Rimozione / smaltimento della lancetta

Smaltire sempre adeguatamente la lancetta usata per evitare lesioni o contaminazioni di altre persone. Utilizzare una nuova lancetta ad ogni test. **Non riutilizzare le lancette**.

Il dispositivo pungidito MICROLET NEXT è dotato di un meccanismo di espulsione della lancetta. Non usare le dita per rimuovere la lancetta dal dispositivo pungidito.










1. Rimuovere con cura il coprilancetta dal dispositivo pungidito. Ruotare la banda bianca del coprilancetta in modo da allineare la tacca bianca sporgente alla tacca nera rientrante. Rimuovere il coprilancetta.



Ruotare fino a sbloccare il coprilancetta. Si avvertirà uno "scatto".

2. Posizionare il cappuccio protettivo rotondo su una superficie piana. Con la lancetta usata ancora nel dispositivo pungidito, spingere completamente la lancetta al centro del cappuccio.



⚠️ ADVERTENCIA


- Pregunte a su profesional sanitario si el análisis en lugares alternativos (AST) es adecuado para usted.
- No calibre un dispositivo de control continuo de glucosa a partir de un resultado AST.
- No calcule una dosis de insulina a partir de un resultado AST.

No realice el análisis en un lugar alternativo en las siguientes circunstancias:

- Si cree que su nivel de glucosa en sangre es bajo (hipoglucemia).
- Cuando el nivel de glucosa en sangre cambia rápidamente (después de una comida, una dosis de insulina o de hacer ejercicio).
- Si no puede sentir los síntomas propios de un nivel bajo de glucosa en sangre (hipoglucemia asintomática).
- Si obtiene unos resultados de glucosa en sangre en lugar alternativo que no concuerdan con lo que siente.
- Durante una enfermedad o en épocas de estrés.
- Si va a conducir un coche o a manejar maquinaria.

POSIBLE RIESGO BIOLÓGICO

- El dispositivo de punción MICROLET®NEXT está diseñado para el autodiagnóstico por un solo paciente. No se debe utilizar en más de una persona debido al riesgo de infección.
- No reutilice las lancetas. Las lancetas usadas no son estériles. Utilice una nueva lanceta cada vez que realice un análisis.
- Deseche siempre las tiras reactivas y las lancetas usadas como residuos médicos o como le haya indicado su profesional sanitario.
- Lávese siempre las manos con agua y jabón y séquelas bien antes y después de realizar un análisis o de manejar el medidor, el dispositivo de punción o las tiras reactivas.




* Puede que no se incluya en todos los kits. Disponible a petición del interesado llamando al Servicio de Atención al Cliente.

Preparar el dispositivo de punción

Advertencia: Manténgase fuera del alcance de los niños. Este kit contiene piezas pequeñas que si se tragan accidentalmente pueden provocar asfixia.


1. Lávese las manos y el lugar de punción con jabón y agua caliente. Aclare y seque cuidadosamente ambas zonas.
2. Desbloquee la cápsula de punción. Gire la banda blanca de forma que la marca blanca elevada y la marca negra indentada se alineen, tal como se muestra.




"Clic" para desbloquear

3. Quite la cápsula de punción.


4. Afloje la cubierta protectora redonda de la lanceta mediante un giro de ¼ de vuelta, **pero no la retire**.



5. Introduzca con firmeza la lanceta en el dispositivo de punción. **Empuje** hasta que la lanceta se detenga por completo.




6. Desenrosque con cuidado la cubierta protectora redonda. Guarde la cubierta para desechar la lanceta usada.



Obtener la gota de sangre - Yema del dedo

ANÁLISIS EN LA YEMA DEL DEDO
Utilice la cápsula de punción **negra/blanca** graduable. No utilice la cápsula de punción transparente para AST.

1. Acople la cápsula de punción **negra/blanca** graduable.
2. Bloquee la cápsula de punción. Gire la banda blanca hasta que escuche o sienta un "clic" y las marcas blanca y negra elevadas estén alineadas, tal como se muestra.




"Clic" para bloquear

3. Gire el cilindro de graduación de la cápsula de punción para ajustar la profundidad de punción. La presión aplicada al lugar de punción también afecta a la profundidad de la punción.



4. Tire hacia atrás del extremo para la recarga para preparar el dispositivo de punción. El botón de expulsión se eleva cuando el dispositivo de punción está cebado.



5. Presione el dispositivo de punción firmemente contra el **lado** del dedo y presione el botón de expulsión **HASTA QUE EL DISPOSITIVO HAGA CLIC**.



"Clic"

(Si no logra hacer una punción con el dispositivo, repita el paso 4 para recargarlo.)

6. Masaje la mano y el dedo hacia el lugar de punción para que se forme una gota de sangre. No apriete la zona que rodea el lugar de punción.



7. Realice el análisis inmediatamente después de que se haya formado una pequeña gota de sangre redonda, tal como se muestra.






8. Limpie el lugar de punción con un paño limpio y seco, y **mantenga presionado** el lugar de punción hasta que deje de sangrar.

Expulsar y eliminar la lanceta

Deseche siempre la lanceta usada como residuo médico para prevenir lesiones o contaminación a otras personas. Utilice una nueva lanceta cada vez que realice un análisis. **No reutilice las lancetas**.

Su dispositivo de punción MICROLET NEXT tiene un eyector de lanceta. No utilice los dedos para retirar la lanceta del dispositivo de punción.



⚠️ ADVERTÊNCIA


- Pergunte ao seu profissional de saúde se o teste em local alternativo (*Alternative Site Testing* – AST) é adequado para si.
- Não calibre um dispositivo de monitorização contínua de glicose com base num resultado obtido em AST.
- Não calcule uma dose de insulina com base num resultado obtido em AST.

Não utilize o AST nas seguintes condições:

- Se achar que tem os níveis de açúcar no sangue baixos (hipoglicemia).
- Quando o nível de açúcar no sangue estiver a mudar rapidamente (após uma refeição, dose de insulina ou exercício).
- Se não conseguir sentir os sintomas de baixo nível de açúcar no sangue (hipoglicemia assintomática).
- Se obtiver resultados de níveis de açúcar no sangue com base num teste em local alternativo que não se coadune com o modo como se sente.
- Durante uma doença ou períodos de stress.
- Se for conduzir ou utilizar máquinas.

POTENCIAL RISCO BIOLÓGICO

- O dispositivo de punção MICROLET®NEXT destina-se à realização de autocontrolo por um único doente. Não deve ser utilizado em mais do que uma pessoa, devido ao risco de infeção.
- Não reutilize lancetas. As lancetas usadas não estão estéréis. Utilize uma lanceta nova sempre que realizar um teste.
- Elimine sempre as tiras-teste e as lancetas usadas como resíduos biológicos ou conforme aconselhado pelo seu profissional de saúde.
- Lave sempre as mãos com água e sabão e seque-as bem antes e depois do teste, ou quando manusear o medidor, o dispositivo de punção ou as tiras-teste.




* Pode não estar incluída em todos os kits. Disponível se solicitada ao Apoio ao Cliente.

Preparar o dispositivo de punção

Advertência: Manter fora do alcance das crianças. Este kit contém peças pequenas que podem provocar asfixia se ingeridas acidentalmente.


1. Lave as mãos e o local da punção com sabão e água morna. Enxágue e seque bem.
2. Desaperte a tampa. Rode a faixa branca de modo a que a marca branca em relevo e a marca preta entalhada fiquem alinhadas conforme se ilustra.




"Clique" para abrir

3. Puxe a tampa para a retirar.


4. Desaperte a tampa protetora redonda da lanceta rodando ¼ de volta, **mas não a remova**.



5. Introduza a lanceta firmemente no dispositivo de punção. **Empurre** até a lanceta parar totalmente.




6. Remova cuidadosamente a tampa protetora redonda com um movimento de torção. Guarde a tampa para eliminar a lanceta usada.



Obtenha a gota de sangue - Ponta do dedo

TESTE NA PONTA DO DEDO
Utilize a tampa **preta/branca** ajustável. Não utilize a tampa AST transparente.

1. Utilize a tampa **preta/branca** ajustável.
2. Feche a tampa. Rode a faixa branca até ouvir ou sentir um clique e as marcas branca e preta em relevo ficarem alinhadas, conforme se ilustra.




"Clique" para fechar


3. Rode o seletor de intensidade da tampa para ajustar a profundidade de punção. A quantidade de pressão aplicada no local de punção também afeta a profundidade de punção.



4. Puxe para trás a patilha de reposição para preparar o dispositivo de punção. O botão de libertação é levantado quando o dispositivo de punção é preparado.



5. Prima o dispositivo de punção com firmeza contra a **lateral** do dedo e prima o botão de libertação **ATÉ O DISPOSITIVO FAZER UM CLIQUE**.




"Clique"

(Se o dispositivo não realizar a punção, reponha-o repetindo o Passo 4.)

6. Massage a mão e o dedo para o local de punção de modo a formar uma gota de sangue. Não aperte em redor do local de punção.



7. Efetue o teste imediatamente após ter formado uma gota de sangue pequena e redonda, conforme se ilustra.



8. Limpe o local de punção com um pano limpo e seco e **mantenha pressão** no local até a hemorragia parar.


Remover / eliminar a lanceta

Elimine sempre a lanceta usada como resíduos biológicos de modo a evitar lesões ou contaminação de terceiros. Utilize uma lanceta nova sempre que realizar um teste. **Não reutilize as lancetas**.

O seu dispositivo de punção MICROLET NEXT integra um expulsor de lancetas. Não utilize os dedos para remover a lanceta do dispositivo de punção.



1. Retire cuidadosamente a tampa do dispositivo de punção. Rode a faixa branca da tampa de modo a que a marca branca em relevo e a marca preta entalhada fiquem alinhadas. Puxe a tampa para a retirar.



"Clique" para abrir

2. Coloque numa superfície plana a tampa de proteção redonda que guardou. Com a lanceta usada ainda no dispositivo de punção, empurre a lanceta para o meio da tampa.

